



**INFORMATIONS DE PRODUIT IMPORTANTES POUR LES PILIERS D'IMPLANTS SPÉCIFIQUES AU PATIENT À CONNEXION CONCURRENTIELLE BIOMET 3i BELLATEK®**

Ce document concerne les piliers d'implants spécifiques au patient à connexion concurrentielle BIOMET 3i BellaTek. Pour plus d'informations sur le produit, consultez la notice fournie ou le manuel de restauration. Le tableau de compatibilité suivant concerne uniquement les piliers d'implants spécifiques au patient à connexion concurrentielle BellaTek.

**Piliers d'implants spécifiques au patient à connexion concurrentielle BellaTek\***

Fabricant	Implant	Plateforme (mm)	Numéros de référence de piliers d'implants
Nobel Biocare®	Implant à connexion interne NobelReplace®	3,5	NRLDATx NRLDANx
		4,3	
		5	
	Implant à connexion interne NobelReplace®	6	NALDATx NALDANx
		3,5	
		4,3	
Straumann®	Implant de niveau osseux Straumann®	5,0	SBLDATx SBLDANx
		3,3	
		4,1	
		4,8	

\*REMARQUE : l'angle maximum des piliers d'implants spécifiques au patient à connexion concurrentielle BellaTek ne doit pas dépasser 30°.



BIOMET 3i, LLC  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410  
1-800-342-5454  
En dehors des États-Unis : +1-561-776-6700  
Fax : +1-561-776-1272

BIOMET 3i Dental Iberica, S.L.  
WTC Almeda Park, Ed. 1, Planta 1a  
Pl. de la Pau s/n  
08940 – Cornellà de Llobregat  
(Barcelone) Espagne  
Téléphone : +34 934 705 500  
Fax : +34 933 717 849



: Non stérile	: Numéro de lot
: Numéro de catalogue	: Consulter les instructions d'utilisation <a href="http://www.ifu.biomet3i.com">www.ifu.biomet3i.com</a>
: Ne pas réutiliser	: Avertissement : la loi interdit la délivrance sans prescription
: Représentant européen agréé	: Date de fabrication



P-BELSUP

P-BELSUP Rév. A  
01/2014